



Quality for life

Für Macher – Das neue Genium.

Für Anwender, die ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren und auch in herausfordernden Situationen Wert auf natürliche und intuitive Bewegung legen: Treppensteigen, Hindernisse überwinden, selbst bei beidseitiger Anwendung.

Das weiterentwickelte Genium unterstützt den Bewegungsablauf unvergleichlich nah am natürlichen Vorbild. Es schont dabei den Bewegungsapparat – dank des verbesserten „optimierten physiologischen Gehens (OPG)“. Mit der neuen Cockpit App für Android-Geräte können Sie ganz einfach Funktionen wie die Sitzfunktion aktivieren und Sie erhalten weitere Informationen wie den Akkustand.

Die wesentlichen Neuerungen im Überblick

Neues Design

Das neue Genium ist nun in zwei wählbaren Farbvarianten (Desert Pearl und Volcano Shadow) verfügbar.

Verbesserte OPG-Funktion

Praxiserfahrungen wurden ausgewertet und in Technik umgewandelt: Neben einer noch intuitiveren Steuerung ist auch die Hard- und Software im Hinblick auf neueste technische Möglichkeiten überarbeitet und optimiert worden.

Walk-to-run-Funktion

Die Walk-to-run-Funktion ermöglicht Ihnen ein schnelles Wechseln der Gehgeschwindigkeiten bis hin zum sportlichen Laufen. Spontan loslaufen, intuitiv, ohne nachzudenken oder Umschalten in einen anderen Modus.

Stehfunktion

Beim neuen Genium / Genium X3 stehen zwei unterschiedliche Stehfunktionen zur Verfügung, die Sie in Abstimmung mit Ihrem Orthopädietechniker einstellen lassen können.

◉ Intuitive Stehfunktion

Die bekannte Stehfunktion des Genium / Genium X3 wurde weiter optimiert, sodass diese noch intuitiver nutzbar ist.

◉ Bewusste Stehfunktion

Die Aktivierung der bewussten Stehfunktion benötigt 1/8 Sekunde ohne Kniebewegung. Zur Deaktivierung ist eine Entlastung oder leichte Streckung notwendig. Die bewusste Stehfunktion wurde speziell für Doppelamputierte entwickelt, eignet sich aber auch für einseitig Amputierte.



Die Cockpit App

Mit der neuen Cockpit App für Android-Geräte bietet das Genium für Sie eine einfache Möglichkeit, das Gelenk zu steuern und Funktionen wie die Sitzfunktion zu aktivieren und deaktivieren. Die App zeigt darüber hinaus weitere Informationen an, etwa den Akkustand des Genium. Alternativ können Sie das Genium per Fernbedienung steuern. Diese ist als optionales Zubehör verfügbar. Weiterhin haben Sie jederzeit die Möglichkeit, einfach und unauffällig die Wippmuster einzusetzen, um zwischen einzelnen Funktionen zu wechseln und Informationen über Ihr Genium zu erhalten.

Ladestandsanzeige

Der Ladezustand des Akkus kann einfach durch das Umdrehen des Gelenkes (und 2 Sekunden ruhig halten) abgefragt werden.



- ◉ Die Weiterentwicklungen kommen selbstverständlich auch dem neuen Genium X3 zugute – dem Beinprothesensystem, das nicht nur in puncto Natürlichkeit, sondern auch Belastbarkeit einen weiteren neuen Standard setzt. Der bewährte Look des Genium X3 bleibt unverändert.



◉ Neues Design: Desert Pearl (links) und Volcano Shadow (rechts)

